

# It's Aribell with Lidocain

It's Aribell Deep

It's Aribell Soft

It's Aribell Volume



**ARIBELL** ИСПОЛЬЗУЕТ ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ ПРЕМИУМ-КЛАССА, ОБЕСПЕЧИВАЯ НЕИЗМЕННУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ПУТЕМ АКТИВНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ РИСКОВЫХ ФАКТОРОВ. НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗА ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ТАКИМИ КАК: BDDE, ЭНДОТОКСИНЫ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОБНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

ФИЛЛЕРЫ **ARIBELL** БОГАЩЕНЫ ТЕХНОЛОГИЕЙ НАМС (КОРРЕКЦИЯ ВЛАЖНОСТИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ), ИНТЕГРИРОВАННОЙ В ПРОЦЕСС КРОСС-ЛИНКОВАНИЯ. ЭТА ИННОВАЦИЯ ЭФФЕКТИВНО ЗАМЕДЛЯЕТ СКОРОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ФИЛЛЕРА В ОРГАНИЗМЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ.

# Aribell

Soft



ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТОНКИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ МОРЩИН, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРИОРБИТАЛЬНЫХ И ПЕРИОРАЛЬНЫХ МОРЩИН, КОРРЕКЦИИ СЛЕЗНОЙ БОРОЗДЫ. ПОДКОЖНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗОНЫ ВИСКА, ТОНКИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МОРЩИН ЛБА И ШЕИ, КОРРЕКЦИЯ КОНТУРА ГУБ. ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ УЧАСТКОВ ТЕЛА.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА: 8-12 МЕСЯЦЕВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГК

24 МГ/МЛ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛИДОКАИНА

3 МГ/МЛ

УПАКОВКА

ШПРИЦ 1.0 МЛ / ИГЛА 30 G

МОДУЛЬ ВЯЗКОСТИ

60 - 100 ПА

СИЛА ЭКСТРУЗИИ

17 - 19 N

# Aribell

Deep



ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НОСОГУБНЫХ И ГУБОПОДБОРОДОЧНЫХ СКЛАДОК, ОБЪЕМНОЙ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ГУБ, ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕМА МЕДИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЩЕКИ, КОРРЕКЦИИ ТЫЛА КИСТЕЙ РУК.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА: 12-18 МЕСЯЦЕВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГК

24 МГ/МЛ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛИДОКАИНА

3 МГ/МЛ

УПАКОВКА

ШПРИЦ 1.0 МЛ / ИГЛА 27 G

МОДУЛЬ ВЯЗКОСТИ

160 - 200 ПА

СИЛА ЭКСТРУЗИИ

14 - 16 N

# Aribell

Volume



ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГЛУБОКИХ НОСОГУБНЫХ И ГУБОПОДБОРОДОЧНЫХ СКЛАДОК, ОБЪЕМНО-КОНТУРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СКУЛОВОЙ ЗОНЫ, УГЛОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ПОДБОРОДКА, ВИСОЧНОЙ ЗОНЫ.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА: 12-18 МЕСЯЦЕВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГК

24 МГ/МЛ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛИДОКАИНА

3 МГ/МЛ

УПАКОВКА

ШПРИЦ 1.0 МЛ / ИГЛА 25 G

МОДУЛЬ ВЯЗКОСТИ

260 - 300 ПА

СИЛА ЭКСТРУЗИИ

14 - 16 N

# ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЛЕРОВ ARIBELL

## ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

В ПРОЦЕДУРЕ ПОПЕРЕЧНОЙ СШИВКИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОСОБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ HYALURONIC ACID MOISTURE CORRECTION (HAMC).

ОНА ЗАМЕДЛЯЕТ РАЗЛОЖЕНИЕ ФИЛЛЕРА В КОЖЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ЕГО ВВЕДЕНИЯ СОХРАНЯЕТСЯ НАДОЛГО.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИЛЛЕРЫ ARIBELL ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (SHISEIDO.CO., LTD, ЯПОНИЯ).

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФИЛЛЕРОВ ARIBELL БЫЛИ ИСКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ТАКИЕ КАК BDEE, ЭНДОТОКСИНЫ И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ.

## ТОЧНОСТЬ

БЛАГОДАря НОВЕЙШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЧАСТИЦ ГК (GRINDING IRREGULAR), ДОСТИГАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВЯЗКОСТИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МАКСИМАЛЬНО РАВНОМЕРНО ВВОДИТЬ ПРЕПАРАТ ТОЧНО В ЗАДАННУЮ ОБЛАСТЬ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ.

**ФИЛЛЕРЫ ARIBELL** ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОЙ СШИВКИ МОЛЕКУЛ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ.

КАК РЕЗУЛЬТАТ, **ФИЛЛЕРЫ ARIBELL** - НЕВЕРОЯТНО СТОЙКИЙ МОНОФАЗНЫЙ ГЕЛЬ С ПОСТОЯННО-ПЛОТНОЙ СЕТЧАТОЙ ТРЕХМЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ МОЛЕКУЛЫ.

+7(495)125-12-15  
WWW.BEPHARM.RU  
INFO@BEPHARM.RU



**BEPHARM**  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА