



BEPHARM
профессиональная медицина



МЕЗОНИТИ
INTRARICH

ПРЕИМУЩЕСТВА INTRARICH

Мезонити INTRARICH зарегистрированы на территории РФ для применения в терапевтической косметологии (РУ РЗН 2015/3022 от 02 сентября 2015 года).

Мезонити INTRARICH включают широкий размерный ряд и различные модификации (от линейных мезонитей до мезонитей на канюле с насечками).

Мезонити INTRARICH изготовлены из монофиламентного полидиоксанона с высоким уровнем прочности.

Мезонити INTRARICH предустановлены в ультраотшлифованные, гибкие иглы и канюли, которые легко и безболезненно скользят в тканях, не оставляя синяков.

Мезонити INTRARICH упакованы по 10 штук в удобные для хранения блистеры с зип-замком и с инструкцией по применению на русском языке.



Полидиоксанон (PDO) в **мезонитях INTRARICH** отличается наименьшими проявлениями раздражающего действия и является идеальным материалом, поскольку обеспечивает адекватное поддержание биомеханики кожи и не вызывает патологического рубцевания. Врачи-косметологи отмечают низкую реактогенность нитей, равномерное рассасывание и хорошие прочностные характеристики.


Мезонити INTRARICH упакованы в специальные алюминиевые блистеры, которые отвечают за две важнейшие задачи: стерильность и герметичность. В одной упаковке 10 мезонитей, что позволяет вскрыть упаковку и имплантировать все нити за одну процедуру.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ МЕЗОНИТЕЙ INTRARICH




АССОРТИМЕНТ INTRARICH



Линейные мезонити

Линейные мезонити предназначены для биостимуляции, уплотнения и разглаживания кожи лица и тела.


Длина	Толщина
25 мм	30 G
38 мм	29 и 27 G
50 мм	29 и 27 G
60 мм	29 и 26 G
90 мм	26 G



Спиральные мезонити

Спиральные мезонити имеют память формы, благодаря этому они при имплантации растягиваются, а после извлечения иглы стремятся приобрести первоначальную форму, создавая эффект легкого лифтинга.


Длина	Толщина
25 мм	29 G
38 мм	29 и 27 G
50 мм	27 G
60 мм	26 G
90 мм	26 G



Мезонити «косички»

Усиливают и продлевают результат процедуры за счет переплетенной мононити. Применяют на участках с более плотной кожей, где необходимо оказывать более выраженный эффект биостимуляции.


Длина	Толщина
38 мм	25 G
50 мм	26 G
60 мм	26 G



Мезонити спиральные «косички»

Плетеная пара мононитей дает двойной эффект биостимуляции кожи, а спиральная форма позволяет добиться более выраженного локального лифтинга за счет стремления нити восстановить изначальную форму.

Длина	Толщина
38 мм	26 G
50 мм	26 и 24 G
60 мм	25 и 26 G
90 мм	26 G



Мезонити с насечками на канюле




Мезонити с двунаправленными насечками на канюле предназначены для перемещения тканей кожи лица и тела.

Длина	Толщина
75 мм	19 G
100 мм	19 G

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РФ



БЕПНАРМ
профессиональная медицина

+7(495)125-12-15   

www.bepharm.ru

info@bepharm.ru