

Протокол bioGEL GOLD



**БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ДМАЕ ДЛЯ
МОЩНОГО ЛИФТИНГА WOW-ЭФФЕКТ НА ИГЛЕ**

СОСТАВ:

- Гиалуроновая кислота 1,5%
- ДМАЕ 3%
- Аминокислоты (Глутатион, Гидроксипролин, Лизин, Валин, Глицин)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

средняя треть лица

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- деформация овала лица
- двойной подбородок
- гравитационный птоз
- гипотонус мышц-леваторов
- дряблость, сухость и атония кожи

ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутримышечные инъекции по 0,1 мл на вкол на расстоянии 1-1,5 см. Рекомендуем использовать иглы 30G 6 или 13 мм.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА:

ДМАЕ 3%

Диметиламиноэтанол – вещество, действие которого направлено на повышение мышечного тонуса. Оно способствует укреплению клеточной мембраны, ускоренному выведению токсинов, улучшению микроциркуляции, усилению передачи нервно-мышечного импульса.

Гиалуроновая кислота 1,5%


Несшитая, высокомолекулярная, неживотного происхождения. Молекулярный вес ГК – 2200-2400 кДа.

мышца, поднимающая
верхнюю губу
и крыло носа

мышца, поднимающая
верхнюю губу

малая скуловая
мышца

большая скуловая
мышца



Рекомендуемый расход на процедуру: от 1,5 мл на сторону с увеличением объема препарата на 0,2 с каждой последующей процедурой