



Протокол bioGEL GOLD



СОСТАВ:

- Гиалуроновая кислота 1,5%
- DMAE 3%
- Аминокислоты (Глутатион, Гидроксипролин, Лизин, Валин, Глицин)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

лицо, шея, декольте

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- пигментация
- отечность лица
- обезвоживание кожи
- возрастные изменения
- профилактика фото и хроностарения

ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутримышечные инъекции по 0,1 мл на вкол на расстоянии 1-1,5 см.

Рекомендуем использовать иглы 30G 6 или 13 мм.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА:

DMAE 3%

Диметиламиноэтанол – вещество, действие которого направлено на повышение мышечного тонуса. Оно способствует укреплению клеточной мембраны, ускоренному выведению токсинов, улучшению микроциркуляции, усилению передачи нервно-мышечного импульса.

Гиалуроновая кислота 1,5%

Несшитая, высокомолекулярная, неживотного происхождения.

Молекулярный вес ГК – 2200-2400 кДа.

